

Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pavilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok	Tel: 20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pacsirta u. 1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pacsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax: 76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u. 83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szerviz, javítás stb.).

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

Nagykereskedelmi lerakat:

5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1. Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.

PRIMA-PROTETIKA Kft.

„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

A tájékoztatót készítette: Droppa Éva
 Jóváhagyta: Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő
 A vásárlói tájékoztató kiadva: 2016. április 10.



**GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET
 GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ
 PRIMA-PROTETIKA KFT.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

PP-5261

Guruló járókeret, fékes

Gyártási szám:

Megrendelő neve:

címe:

Megrendelő TAJ száma:

Termék átadásának kelte: 20..... év hó nap

Felíró orvos neve:

Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!

EAN kód címke:

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

1. Általános ismertetés

Az Ön által megrendelt és átvett eszköz az emberi test anatómiájának figyelembe vételével készült. Orvosi rendelvényre, társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján adható ki.

A guruló járókeret alkalmazása azok számára jelent segítséget, akiknek a láb(ak) tehermentesítésére, járásbiztonságuk javítására van szükségük. A mozgássérült betegek rehabilitációján túl, hasznos segítőeszköz lehet idős embereknek a mindennapi közlekedésnél, bevásárlásnál, stb.

2. Használat

A guruló fékezhető járókeret gyógyászati segédeszközként szakorvosi rendelvényre az előírt méretbeállítással alkalmazandó. Az eszköz magasságának beállítása, illetve a magasság változtatása mindig a szakorvos vagy szakember tanácsa szerint történjen.

A gyógyászati segédeszköz összecusukható (ennek következtében jól szállítható), beállítása az alábbiak szerint történjen:

Szétnyitás: A guruló járókeret alsó keretét húzza maga felé, a kereszt-rudat teljesen nyomja le, míg be nem ugrik műanyag foglalatába. A biztonsági zárrendszer-kart teljesen hajtsa le, hogy a kereszt-rúd stabilan rögzítve legyen. **Összecusukás:** Távolítsa el a kosarat. Oldja ki a fékeket, fordítsa oldalsó állásba a biztonsági zárrendszer állítókarját és húzza felfelé a kereszt-rudat.

Fogantyúk: Fordítsa el a fogantyúkat az óramutató járásával ellentétes irányba. Állítsa be a fogantyúkat a megfelelő magasságba és fordítsa el a rögzítő csavart az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza meg.

Fékek: Fékezéskor lassan húzza felfelé a fekete fékkart.

A járókeret fix rögzítése, befékezése: nyomja lefelé a kart az észlelhető ellenállási ponton túl. Parkoló fék kioldása a fekete kar felhúzásával történik.

Bevásárló kosár: A bevásárló kosár a járókeret elején található két tartókarra akasztható. **Figyelem! A tartókaron lévő szilikon cső nagyobb terhelés esetén lecsúszik, ami a kosár leakadását eredményezi!**

Ülőke: amennyiben használni akarja az ülőkét, a következőkre figyeljen: a járókeret egyenes, szilárd talajon álljon, és a kerekek legyenek befékezve.

Figyelem! Ha a rögzített karok helyzete nem lenne megfelelő, húzza megfelelő helyzetbe a karokat és rögzítse az Önnek jobban megfelelő állapotba azokat. A termék funkcióját ezzel nem befolyásolja! Csak akkor használja a járókeretet, ha az megfelelően ki van nyitva és rögzített!

A fék bowdenek összecusavart állapotában előfordulhat, hogy a kerék megszorul! Ezért ügyeljen a fék bowden csavarodás mentességére!

Szennyezett, nedves, jeges vagy havas burkolaton nagy az elcsúszás és a fékerő csökkenésének veszélye. NE terhelje túl a járókeretet! Csak szilárd és egyenes talajon használja! Lehetőleg kerülje a rácsokat, csatorna fedeleket!

A csavarkötések esetleges fellazulása esetén azokat haladéktalanul meg kell húzni!

3. Műszaki leírás

A guruló járókeret vázszerkezete acélcsőből készül, hegesztett kivitelben.

A csőváz alul kerékvillában végződik, melyből az első kerekek bolygórendszerű – önbeálló -, a hátsó kettő kerék fix, fékezhető. Az eszköz összecusukható, illetve szétnyitható. A vázat szétnyitás után rögzíteni kell a váz jobb oldalán.

A csővázhoz csatlakozik a két kormányfogantyúval ellátott cső, melynek magassági mérete a gyorsrögzítő oldásával állítható be.

Saját tömeg: 8-12 kg Terhelhetőség: 100 kg

Tartozék: kosár, tálca, bottartó és ülőlap (termékfüggő).

	kerékkel
Magasság:	795 – 950 mm
Szélesség:	790 mm
Hossza:	760 mm

4. Tisztítás

A járókeret semleges hatású, mosószeres vízzel lemosható, majd szárazra törölnendő.

5. Minőségtanúsítás

EEKH regisztráció (031) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14

EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

OEP által támogatott termék.

6. Megfelelőségi nyilatkozat

Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkoztatható alapvető követelmények mindegyikét.

Kedves vásárlónk!

Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!

.....