

GM-B8
Derékszorító medence öv
Használati útmutatás

A segédeszközt szakember segítségével vegye használatba. Rögzítse magán a derékövet az elülső tépőzár segítségével. A keresztirányú övet húzza meg, amíg megfelelő feszességet ér el, és rögzítse a tépőzárral.

A segédeszköz állapotát időnként szakemberrel ellenőriztesse. Ha bármi probléma merülne fel, forduljon a szaküzlethez.

Tisztítás: Mosás előtt távolítsa el a merevítő síneket, majd szárítás előtt helyezze vissza őket. Mosás előtt a tépőzárakat be kell csukni. **Mosógépben mosni, vagy szárítógépben szárítani tilos.** Közvetlen hőtől távol természetes úton kell szárítani.

Jótállás:

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2002. évi XXXVI törvény módosításának 308.§-a alapján a szavatossági idő 12 hónap.

A Vásárlói tájékoztatóban foglalt használati, tisztítási és tárolási utasítások be nem tartása a szavatosságot megszünteti. A termék rendeltetésszerű használat esetén történő elhasználódása alapvetően nem jogos ok a reklamációra.

Meghibásodás esetén kérjük, keresse fel kiszolgáló helyünket és hozza magával az Ön számára átadott terméket, Vásárlói tájékoztatóját, és a vásárlást igazoló nyugtát.

Gyártja és forgalmazza: Patella-96 Kft., 2045Törökbálint Kisfaludy u 49-1
Telefonszám: 06 1 248-5300, email: info@patella.hu, www.patella.hu

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft Törökbálint Kisfaludy u 49-1.

1 A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

Termék megnevezése: ágyék-keresztcsonti ortézis

Termék típusa: GM-B8

Termék gyártási száma (amennyiben van):

.....

Vásárlás időpontja:

.....

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

.....

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés történt, amelynek időpontja: