

Phonak Audéo™ 1.

Termékinformációk

A Phonak Audéo I teljes körű külső hangszórós hallókészülék-megoldás, amely a kis-közepestől a hallásmaradványig terjedő hallásvesztéssel élők számára nyújt segítséget. A Phonak Infinio platform innovatív technológiájával működő Audéo I hallókészülékek megoldást jelentenek azon ügyfeleknek, akik a rugalmas és diszkrét kihelyezett hangszórós megoldásokat részesítik előnyben.



Termékleírás



Audéo I-Sphere
Audéo I-Sphere Trial
190/170



Audéo I-R
Audéo I-R Trial
190/170/150/130

Akkumulátor		beépített akkumulátor	beépített akkumulátor
Többfunkciós gomb		•	•
Bluetooth®		•	•
Vízszigetelő bevonat		•	•
IP-besorolás		IP68 ¹	IP68 ¹
Méret	H x Sz x M	31,9 x 14,0 x 9,5 mm	28,8 x 12,4 x 8,7 mm
	Tömeg	3,0 g	2,4 g
Töltési idő ²	0%-ról 100%-ra	3,5 óra	3 óra
	0%-ról 70%-ra	2 óra	2 óra
	0%-ról 40%-ra	1 óra	1 óra
	30 perces töltés	15 perc	15 perc
S Receiver 6.0			
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	112	112
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	47	47
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 és 10000 között	<100 és 10000 között
M Receiver 6.0			
Maximális leadott teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	114	114
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	51	51
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 és 10000 között	<100 és 10000 között
MAV Receiver 6.0			
Maximális leadott teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	119	119
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	50	50
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 és 9000 között	<100 és 9000 között
P Receiver 6.0			
Maximális leadott teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	122	122
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	59	59
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 és 7500 között	<100 és 7500 között
UP Receiver 6.0			
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló	132	132
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	71	71
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 és 8000 között	<100 és 8000 között

A burkolat színei



P1
Homok-
bézs



P3
Szantálfa



P4
Gesztenye



P5
Pezsgő



P6
Ezüst-
szürke



P7
Grafit-
szürke



P8
Bársony-
fekete



1A
Réz



8A
Sziénavörös



9A
Atlanti
zöld

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

² A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő kapacitásának függvényében változik.

A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Teljesítményszintek

AutoSense OS™ 6.0	Audéo I-Sphere		Audéo I-R			
	Premium	Advanced	Premium	Advanced	Standard	Essential
Spheric Speech beszéd nagyon zajos környezetben	•	•				
Beszéd hangos környezetben			•			
Zene	•	•	•	•		
Beszéd autóban	•	•	•	•	•	
Komfort zajban	•	•	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•	•	•
Beszéd média streaming + mikrofon	•	•	•	•	•	•
Zene média streaming + mikrofon	•	•	•	•	•	•
További programok						
További programok maximális száma	4	4	4	4	4	4
Spheric Speech beszéd nagyon zajos környezetben	•	•				
Beszéd hangos környezetben	•	•	•	•		
Beszéd 360°-ban	•	•	•	•		
Beszéd autóban	•	•	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•	•	•
Akusztikus telefon	•	•	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•	•	•
Streaming hangtovábbító programok						
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•	•	•
Telefonhívás + mikrofon	•	•	•	•	•	•
Jellemzők						
Spheric Speech Clarity beszédhang tisztaság	•	•				
Speech Enhancer beszédkiemelő	•		•			
SpeechSensor beszédírány-érzékelő	•	•	•			
StereoZoom 2.0	•	•	•	•		
Dinamikus zajszűrés	•	•	•	•		
Mozgásérzékelő hallás	•	•	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•	•	•
Érintésvezérlés						
- Siri/Google Segéd	•	•	•	•		
- Hangtovábbítás szüneteltetése/újraindítása	•	•	•	•		
- Telefonhívás fogadása/befejezése	•	•	•	•		
SoundRelax	•	•	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•	•
Egészséggel kapcsolatos funkciók ¹	•	•	•	•	•	•
WindBlock szélzajszűrő	•	•	•	•	•	•
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•	•	•
Tinnitus egyensúly	•	•	•	•	•	•
Automatikus akklimatizáció	•	•	•	•	•	•
Environmental Balance	•	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•	•
Finomhangolható csatornák	20	20	20	20	16	12

CROS kompatibilitás

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak CROS I-R és Phonak CROS I-R Trial		•


Illesztés

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak Target	10.0 vagy újabb	10.0 vagy újabb
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

Akusztikus csatoló

Hosszúság	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP hangszóró
Öt különböző hosszban kapható (00, 0, 1, 2, 3), balos és jobbos kialakításban	•	•	• ¹	•	• ¹
Dóm					
Kupak dóm	•	•		•	
Nyitott dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•	
Zárt dóm furattal	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•	
Power dóm külső	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•	
hangszóróhoz					
SlimTip					
Akril	•	•		•	
Szilikon	•	•		•	
Titanium AV			• ¹		
Universal AV	Négy formában kapható (A, B, C, D)		• ¹		
cShell					
Akril	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹
Titán	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹

Illesztési tartományok



Enyhétől közepesfokúig terjedő hallásvesztés esetén. Enyhétől súlyos fokúig terjedő hallásvesztés esetén. Enyhétől súlyos fokúig terjedő hallásvesztés esetén. Enyhétől súlyos fokúig terjedő hallásvesztés esetén. Közepestől a hallásmaradványig terjedő hallásvesztés esetén.

¹ 00 hosszúságú változatban nem kapható

Phonak Audéo I töltési opciók



Phonak Charger RIC I



Phonak ChargerGo RIC I



Phonak ChargerGo RIC Sphere I

Kompatibilis az Audéo I-R- és az Audéo I-R Trial készülékkel	•	•	
Kompatibilis az Audéo I-Sphere és az Audéo I-Sphere Trial készülékkel			•
Töltő beépített akkumulátorral		•	•

Phonak Audéo I Bluetooth®-os verzió

Közvetlen hívások / hangadatátvitel

Bluetooth 5.3 vezeték nélküli technológiát támogató telefonok, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial 190/170	Audéo I-R Audéo I-R Trial 190/170/150/130
Vezeték nélküli kiegészítő		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak Remote Control	•	•
Roger		
Roger-mikrofonok típusai	•	•
Alkalmazások		
myPhonak	•	•

További információért látogasson el a www.phonak.com/audeo-infinio oldalra.

A Roger mikrofonokkal kapcsolatos további információért látogasson el a www.phonak.com/roger oldalra.

A myPhonakkal és a myPhonak Juniorral kapcsolatos további információért látogasson el a www.phonak.com/apps címre



life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezett az életminőség megőrzése mellett azért, hogy új akusztikai távlatokat nyit meg. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valójában közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jóléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások legszélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

phonak.com



027-0712-13M1.00|2024-05|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

