


TESTEN VISELT VIZELETGYŰJTŐK

Csecsemő vizeletzsák (URIN-11)

- ❖ Anyaga: egészségügyi célra alkalmas polietilén és testbarát hipoallergén ragasztógyűrű

TÍPUS	LEERESZTÉS MÓDJA	FORMA	ŰRTARTALOM „ L „	KÜLSŐ MÉRET „ MM „
URIN - 11	CSECSEMŐ VIZELETZSÁK (ÖNTAPADÓS)		0,1	70*185

Használati utasítás

A vizeletgyűjtő zsák ragasztófelületéről a védő szilikonos papírt lefejtjük, majd a lemosott és szárazra törölt bőrfelületre a zacskót óvatosan felhelyezzük. A ragasztófelület segítségével szivárgásmentesen rögzítjük.

A gyűjtés után a zacskót lefejtjük és a vizeletet tenyész csőbe töltjük át.