

ottobock.



Ottobock Tomato Eio

Ottobock Tomato Eio gyermek kerekesszék

Az Ottobock Tomato Eio gyermekkocsi segíti a mindennapokat. Összecsukható vázszerkezetének köszönhetően jelentősen növeli a család mobilitását. Hevederrendszere és párnázata optimális és biztonságos ülés helyzetet nyújt az apróságok számára. Ha elfárad a gyermek: a háttámla egyszerű mozdulattal ledönthető és a lábtartó kiegyenesíthető. A tető esőben és napsütésben is hasznos része a babakocsinak. A tolófogantyú magassága két gomb benyomásával könnyedén beállítható. Az első kerekek bolygózárra lehetővé teszi a hétköznapi manőverezést vagy a gyorsabb haladást.

Quality for life

Jellemzők:

- Kivehető, tömör gumis kerekek
- Első bolygókerekek zárral
- Dönthető háttámla
- Lábbal rögzíthető fék
- Magasságban állítható tolófogantyú
- Szögben állítható lábtartó
- Tető betekintő „ablakkal”
- Párnázott fejtámasz
- 5 pontos rögzítő heveder
- Oldalpárna és medencetámasz
- Összecsukható, könnyű alumínium váz



Indikáció

Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékoság, kommunikációs hiányosságok, vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgáshoz állandó személyi segítséget igényel, mozgását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékekkel lehet biztosítani.

Kiegészítő feltétel: ellenjegyzés köteles.

Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

Közfinanszírozás alapját képező nettó ár: **213 000 Ft**
Támogatás: **közgyógy igazolvánnyal térítésmentes**
Közgyógy igazolvány nélkül, de receptre kiváltva: **54 102 Ft**

Műszaki adatok	
Cikkszám	F63000000
Ülésszélesség	35,5 cm (14")
Ülésmélység	30,5 cm (12")
Háttámla	61 cm (24")
Terhelhetőség	40 kg
Önsúly	10 kg

Magasságban állítható tolófogantyú

Párnázott fejtámasz

Párnázott 5-pontos heveder mellkasrögzítéssel

Oldalpárnák

Medencetámasz

Szögben állítható lábtartó

Első bolygókerekek zárral



Tető betekintő „ablakkal”

Háttámla döntött pozíciója

Első kerekek rögzített állapotban

Alsó tároló

