

OTICON | **Ruby**

# Mozgásra teremtve

Teljes körű hallásmegoldás



**oticon**  
life-changing technology

## Állandó kapcsolatban tart az élet értelmét adó dolgokkal



Hallásunk segítségével kapcsolódunk a körülötünk levő világhoz. Nevethetünk a barátainkkal egy ízletes ebéd elfogyasztása közben. Megtalálhatjuk a helyes irányt egy izgalmas kalandtúra során. És segít, hogy a kedvenc dalunk mély érzelmeit átélhessük.

Fontos, hogy útközben, zenét hallgatva vagy egy fontos beszélgetésben részt véve ne kelljen a hallókészülékünk teljesítménye miatt aggodnunk. Azok csak tegyék a dolgukat.

Az új Oticon Ruby a legkiválóbb hangminőséget kínálja kategóriájában és telis-tele van nagyszerű funkciókkal:

- az új, könnyen használható töltő teljes napra elegendő\*\* töltöttséget biztosít, csupán néhány óra alatt;
- az alacsony energiafelhasználású Bluetooth® különböző eszközök széles körével, okostelefonokkal, TV-kel és számítógépekkel kapcsolja össze Önt;
- az új SuperShield visszacsatolás-kezelés már akkor megelőzi a gerjedést, mielőtt bekövetkezne. Élvezze zavartalanul a különleges pillanatokot, ne vonja el tőlük a figyelmét a hallókészüléke,
- kompatibilis az Oticon RemoteCare-rel, egy applikációval, amely lehetővé teszi, hogy az Ön hallásszakértője a távolból állítsa be hallókészülékét és végezze el annak finombeállításait egy virtuális találkozón, miközben Ön a saját otthona kényelmét élvezzi,



**Hagyja, hogy a BrainHearing™ technológia segítsen az agyának**

A jobb hallás számos pozitív hatását ismerjük. A hallásproblémák kezelése bizonyítottan, sokféle módon javítja az életminőséget: kisebb erőfeszítést kell fordítanunk a hallásra, javul a beszédértés és még a szellemi egészségünk is!\*

\* Forrás: Better Hearing Institute, [www.betterhearing.org](http://www.betterhearing.org)

\*\* A lítiumion-akkumulátor teljesítménye a halláscsökkenéstől, az életstílustól és a használati szokásoktól függően változhat.



## “ TUDTA?

Egy gyors töltés csupán 30 perc alatt akár hatórányi energiát biztosít.

## Különleges pillanatokra tervezve

### Élvezze a kényelmes hallás élményét

Az Oticon Ruby továbbfejlesztett hangfeldolgozásával Ön a mindennapi élet gazdag, természetes részleteit is átélheti. A Ruby készülékekben BrainHearing technológia található, melyet arra terveztek, hogy az agy többet megértsen. Így az Oticon Ruby készülékkel a fülén Ön magabiztosnak érezheti magát, amikor elindul, hogy a családjával vagy barátaival élvezze az élet bármely pillanatát.

### Teljes napra elegendő töltöttség 3 óra alatt

Helyezze hallókészülékét a könnyen kezelhető töltőbe, és csupán három óra alatt töltse fel a teljes napra\* elegendően. Egy gyors töltés 6 órányi energiával látja el a készüléket mindössze 30 perc alatt.

\* A lítiumion-akkumulátor teljesítménye a hallásvesztéstől, az életstílustól és a használati szokásoktól függően változhat.

### Modellek és funkciók széles tárháza

- 5 szín
- Szinte bármivel párosítható
- Tölthető változat
- SuperShield feedback gerjedés-menedzsment
- Kompatibilis az Oticon ON és az Oticon RemoteCare alkalmazásokkal

life-changing  
technology



## Azért készült, hogy könnyebb legyen az élet



### Csatlakozzon az emberekhez Ön körül

Az Oticon Ruby 2,4 GHz-es Bluetooth® LE energiatakarékos technológiát használ a videó nézésnél, zenehallgatásnál, telefonhívások fogadásánál - Ön mindent közvetlenül a hallókészülékben hallhat. Párosíthatja az Oticon Ruby-t több TV adapterhez és használhatja az Oticon ON alkalmazást, hogy a TV hangját zavartalanul hallhassa a hallókészülékében bárhol a lakásban.

### Vezérelje hallókészülékét az okostelefonjával

Az Oticon ON alkalmazással szó szerint mindent kézben tarthat: okostelefonjáról állíthatja a hang-erőt, megváltoztathatja a beállításokat, ellenőrizheti az elem vagy akkumulátor töltöttségét. Az alkalmazás a kényelmes Hallókészülék Keresése és a HearingFitness™ funkciókat is kínálja; ez utóbbival folyamatosan ellenőrizheti hallási célkitűzéseit és azok teljesülésének folyamatát.


### “TUDTA?

Az Oticon ON alkalmazással okostelefonjáról is módosíthatja hallókészüléke beállításait.



Az Apple, az Apple logó, az iPhone, iPad és iPod touch az Apple Inc. védjegyei, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.

Forgalmazó:



Magyarországi forgalomba hozó:



1097 Budapest, Timót u. 8.  
Tel.: 06 1 281 2336  
mediszintech@mediszintech.hu  
www.mediszintech.hu

214383UK / 2020.07.05.